

3 PRONGS RETRIEVER; FINE; SEMI-RIGID

welded U-spring grip

Ø 3.0mm; FL: 400mm



SKU: 630-471-30

Categories: [Endoscopy](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Forceps](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Forceps](#)