


3 PRONGS RETRIEVER; SEMI-RIGID

with firmly welded spring grip

Ø 1.8mm; FL: 400mm



SKU: 630-471-18

Categories: [Endoscopy](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Forceps](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Forceps](#)