

## 3 PRONGS RETRIEVER; WELDED U-SPRING GRIP

Ø 3.5mm, 380mm



**SKU:** 630-470-35

**Categories:** [Endoscopy](#), [Urology](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Nephroscopy](#)

**TYPE** [Forceps](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Nephroscopy](#)

**TYPE** [Forceps](#)