

3 PRONGS RETRIEVER; WELDED U-SPRING GRIP

Ø 3.5mm, 380mm



SKU: 630-470-35

Categories: [Endoscopy](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Forceps](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Forceps](#)