

ARTHROSCOPE/ SINUSCOPE HD+

Ø 2.7mm; 0°; 187 mm

autoclavable



SKU: 601-203-00HD

Categories: [Arthroscopy](#), [Endoscopy](#), [Equipment](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Telescopes](#)

SCOPE [Arthroscopy](#), [ENT](#), [Urology](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Telescopes](#)

SCOPE [Arthroscopy](#), [ENT](#), [Urology](#)