

ARTHROSCOPE/ SINUSCOPE HD+

Ø 2.7mm; 0°; 187 mm

autoclavable

SKU: 601-203-00HD

Categories: [Endoscopy](#), [Equipment](#), [Urology](#), [Arthroscopy](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
RANGE [Telescopes](#)
SCOPE [Arthroscopy](#), [ENT](#), [Urology](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
RANGE [Telescopes](#)
SCOPE [Arthroscopy](#), [ENT](#), [Urology](#)