

ARTHROSCOPE/ SINUSCOPE HD+

Ø 2.7mm; 30°; 187 mm

autoclavable

SKU: 601-203-30HD

Categories: [Endoscopy](#), [Equipment](#), [Urology](#), [Arthroscopy](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Telescopes](#)

SCOPE [Arthroscopy](#), [ENT](#), [Urology](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Telescopes](#)

SCOPE [Arthroscopy](#), [ENT](#), [Urology](#)