

ARTHROSCOPY TELESCOPE HD

Ø 2.7mm; 70°; 110 mm

autoclavable

SKU: 601-303-70

Categories: [Arthroscopy](#), [Endoscopy](#), [Equipment](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Telescopes](#)

SCOPE [Arthroscopy](#), [ENT](#)



70°

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Telescopes](#)

SCOPE [Arthroscopy](#), [ENT](#)