

## ARTHROSCOPY TELESCOPE HD

Ø 2.7mm; 70°; 110 mm

autoclavable

**SKU:** 601-303-70

**Categories:** [Endoscopy](#), [Equipment](#), [Arthroscopy](#)




### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Telescopes](#)

**SCOPE** [Arthroscopy](#), [ENT](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Telescopes](#)

**SCOPE** [Arthroscopy](#), [ENT](#)