

**BECKMANN-ADSON SELFRETAINING RETRACTOR**

sharp; 4X4 teeth; 25X31mm


31.0cm (12.4")



**SKU:** 070-870-02  
**Categories:** [Open Surgery](#), [Retractors](#)

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**UNIT** [pcs.](#)  
**TYPE** [Selfretaining Retractors](#)  
**AUTHORS** [ADSON](#), [BECKMANN](#)  
**SPECIFICATIONS** [sharp](#), [toothed](#)



**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**UNIT** [pcs.](#)  
**TYPE** [Selfretaining Retractors](#)  
**AUTHORS** [ADSON](#), [BECKMANN](#)  
**SPECIFICATIONS** [sharp](#), [toothed](#)