

BULLDOG CLAMP ARTERIA; TITAN

strongly curved; 35mm



SKU: 027-045-35

Categories: [Open Surgery](#), [Hemostats](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Bulldog Clamps](#)

MATERIAL [Titanium](#)

KLS Martin 13-145-35

Medicon 15.07.36

SPECIFICATIONS [curved](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Bulldog Clamps](#)

MATERIAL [Titanium](#)

KLS Martin 13-145-35

Medicon 15.07.36

SPECIFICATIONS [curved](#)