

BULLDOG CLAMP ARTERIA; TITAN

straight; 40mm



SKU: 027-042-40

Categories: [Open Surgery](#), [Hemostats](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Bulldog Clamps](#)

MATERIAL [Titanium](#)

KLS Martin 13-142-40

Medicon 15.04.41

SPECIFICATIONS [straight](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Bulldog Clamps](#)

MATERIAL [Titanium](#)

KLS Martin 13-142-40

Medicon 15.04.41

SPECIFICATIONS [straight](#)