

BULLDOG CLAMP ARTERIA; TITAN

straight; 50mm



SKU: 027-042-50

Categories: [Hemostats](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Bulldog Clamps](#)

MATERIAL [Titanium](#)

KLS Martin 13-142-50

Medicon 15.04.51

SPECIFICATIONS [straight](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Bulldog Clamps](#)

MATERIAL [Titanium](#)

KLS Martin 13-142-50

Medicon 15.04.51

SPECIFICATIONS [straight](#)