

## BULLDOG CLAMP ARTERIA; TITAN

slightly curved; 35mm



**SKU:** 027-043-35

**Categories:** [Open Surgery](#), [Hemostats](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Bulldog Clamps](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**KLS Martin** 13-143-35

**Medicon** 15.05.36

**SPECIFICATIONS** [curved](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Bulldog Clamps](#)

**MATERIAL** [Titanium](#)

**KLS Martin** 13-143-35

**Medicon** 15.05.36

**SPECIFICATIONS** [curved](#)