

BULLDOG CLAMP ARTERIA; TITAN

strongly curved; 30mm



SKU: 027-045-30

Categories: [Open Surgery](#), [Hemostats](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Bulldog Clamps](#)

MATERIAL [Titanium](#)

KLS Martin 13-145-30

Medicon 15.07.31

SPECIFICATIONS [curved](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Bulldog Clamps](#)

MATERIAL [Titanium](#)

KLS Martin 13-145-30

Medicon 15.07.31

SPECIFICATIONS [curved](#)