

BULLDOG CLAMP ARTERIA; TITAN

straight; 30mm



SKU: 027-042-30

Categories: [Hemostats](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Bulldog Clamps](#)

MATERIAL [Titanium](#)

KLS Martin 13-142-30

Medicon 15.04.31

SPECIFICATIONS [straight](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Bulldog Clamps](#)

MATERIAL [Titanium](#)

KLS Martin 13-142-30

Medicon 15.04.31

SPECIFICATIONS [straight](#)