

BULLDOG CLAMP VENA; TITAN

strongly curved; 30mm



SKU: 027-035-30

Categories: [Hemostats](#), [Open Surgery](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Bulldog Clamps](#)

MATERIAL [Titanium](#)

KLS Martin 13-135-30

Medicon 15.07.30

SPECIFICATIONS [curved](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Bulldog Clamps](#)

MATERIAL [Titanium](#)

KLS Martin 13-135-30

Medicon 15.07.30

SPECIFICATIONS [curved](#)