

BULLDOG CLAMP VENA; TITAN

straight; 30mm



SKU: 027-032-30

Categories: [Open Surgery](#), [Hemostats](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Bulldog Clamps](#)

MATERIAL [Titanium](#)

KLS Martin 13-132-30

Medicon 15.04.30

SPECIFICATIONS [straight](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Bulldog Clamps](#)

MATERIAL [Titanium](#)

KLS Martin 13-132-30

Medicon 15.04.30

SPECIFICATIONS [straight](#)