

CASTROVIEJO-EPKER CALIPER

straight; effective range 40mm

9.0cm (3.6")

SKU: 100-231-40

Categories: [Diagnostics](#), [Open Surgery](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
TYPE [Measuring instruments](#)
AUTHORS [CASTROVIEJO](#), [EPKER](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
TYPE [Measuring instruments](#)
AUTHORS [CASTROVIEJO](#), [EPKER](#)