

CONICAL ELECTRODE

24 / 26Fr.

yellow/blue; bipolar system



SKU: 630-240-35B

Categories: [Endoscopy](#), [Gynecology](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
RANGE [Resectoscopy 4.0](#)
TYPE [Electrodes](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
RANGE [Resectoscopy 4.0](#)
TYPE [Electrodes](#)