

## CONTINUOUS FLOW OUTER SHEATH

Ø 5.0mm; FL 244mm

white; QUICK-LOCK



**SKU:** 640-015-31

**Categories:** [Endoscopy](#), [Gynecology](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)  
**RANGE** [Hysteroscopy](#)  
**TYPE** [Diagnostic Sheaths](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)  
**RANGE** [Hysteroscopy](#)  
**TYPE** [Diagnostic Sheaths](#)