

CW-CASPAR DISC RONGEUR

straight; 4 x 14mm; toothed

18cm (7")

SKU: 240-511-04-CW

Categories: [Open Surgery](#), [Neurosurgery](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
TYPE [Laminectomy Rongeurs](#)
AUTHORS [CASPAR](#), [CLEANWAVE](#)
SPECIFICATIONS [straight](#), [toothed](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)
TYPE [Laminectomy Rongeurs](#)
AUTHORS [CASPAR](#), [CLEANWAVE](#)
SPECIFICATIONS [straight](#), [toothed](#)