

## CYSTOSCOPE HD+

Ø 4.0mm; 30°; 300 mm

autoclavable

**SKU:** 601-104-30HD

**Categories:** [Endoscopy](#), [Equipment](#), [Gynecology](#), [Urology](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)  
**RANGE** [Telescopes](#)  
**SCOPE** [Gynecology](#), [Urology](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)  
**RANGE** [Telescopes](#)  
**SCOPE** [Gynecology](#), [Urology](#)