

DIEFFENBACH BULLDOG CLAMP

curved; length: 38mm

SKU: 026-015-03

Categories: [Hemostats](#), [Open Surgery](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Bulldog Clamps](#)

Aesculap BH021

KLS Martin 13-115-03

AUTHORS [DIEFFENBACH](#)

Medicon 15.11.38

SPECIFICATIONS [curved](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Bulldog Clamps](#)

Aesculap BH021

KLS Martin 13-115-03

AUTHORS [DIEFFENBACH](#)

Medicon 15.11.38

SPECIFICATIONS

[curved](#)