

## GUNNAR HEY TUBING CLAMP

Roller clamp

18.5cm (7.4")



**SKU:** 032-090-18

**Categories:** [Hemostats](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)  
**TYPE** [Tubing Clamps](#)  
**AUTHORS** [GUNNAR HEY](#)  
**SPECIFICATIONS** [straight](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)  
**TYPE** [Tubing Clamps](#)  
**AUTHORS** [GUNNAR HEY](#)  
**SPECIFICATIONS** [straight](#)