

## HASSON CONE; FIXABLE

with suture holder; Ø 12.5mm

for 626-121-11 + 626-121-19



**SKU:** 626-190-13

**Categories:** [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Sheaths](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Sheaths](#)