

HASSON CONE; FIXABLE

with suture holder; Ø 5.5mm

for 626-121-51 + 626-121-59



SKU: 626-190-06

Categories: [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Trocar Systems](#)

TYPE [Sheaths](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Trocar Systems](#)

TYPE [Sheaths](#)