

## INNER SHEATH

Ø 2.9mm; 0°; FL 218mm

QUICK-LOCK



**SKU:** 640-015-22

**Categories:** [Endoscopy](#), [Gynecology](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)  
**RANGE** [Hysteroscopy](#)  
**TYPE** [Diagnostic Sheaths](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)  
**RANGE** [Hysteroscopy](#)  
**TYPE** [Diagnostic Sheaths](#)