

## J-HOOK ELECTRODE; MONOPOLAR

Ø 2.8mm; 330mm



**SKU:** 622-005-23

**Categories:** [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Pediatric Laparoscopy](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Pediatric Laparoscopy](#)