

## KOGAN ENDOSPECULA

with ratchet; 5mm

24.0cm (9.6"); insulated



**SKU:** 180-093-05

**Categories:** [Gynecology](#), [Open Surgery](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Endospecula](#)

**AUTHORS** [KOGAN](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Endospecula](#)

**AUTHORS** [KOGAN](#)