

## LOOP ELECTRODE

angled; 19/22Fr.

white-blue

bipolar System



**SKU:** 630-340-00B

**Categories:** [Endoscopy](#), [Gynecology](#), [Urology](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Resectoscopy 2.9](#)

**TYPE** [Electrodes](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Resectoscopy 2.9](#)

**TYPE** [Electrodes](#)