

LOOP ELECTRODE

angled; 24 / 26Fr.

yellow/blue; for 30° telescopes

bipolar System



SKU: 630-240-00B

Categories: [Endoscopy](#), [Gynecology](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Resectoscopy 4.0](#)

TYPE [Electrodes](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Resectoscopy 4.0](#)

TYPE [Electrodes](#)