

LOOP ELECTRODE

angled; 24 / 26Fr.

yellow; for 30° telescopes; monopolar



SKU: 630-240-00

Categories: [Endoscopy](#), [Gynecology](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Resectoscopy 4.0](#)

TYPE [Electrodes](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Resectoscopy 4.0](#)

TYPE [Electrodes](#)