

MULTIFUNCTIONAL TROCAR SLEEVE

metal tube; smooth

Ø 12.5mm; FL 150mm



SKU: 626-121-19

Categories: [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Trocar Systems](#)

TYPE [Sheaths](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Trocar Systems](#)

TYPE [Sheaths](#)