


## MULTIFUNCTIONAL TROCAR SLEEVE

metal tube; smooth

Ø 15.0mm; FL 110mm



**SKU:** 626-121-41

**Categories:** [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Sheaths](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Sheaths](#)