

## NEEDLE ELECTRODE; MONOPOLAR

Ø 5.0mm; 320mm



**SKU:** 622-040-03

**Categories:** [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [HF-Electrodes, monopolar](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [HF-Electrodes, monopolar](#)