

## NEPHROSCOPE SHEATH 24 FR.

FL 264mm; 1 x fixed stopcock

colour code: white

**SKU:** 630-420-32

**Categories:** [Endoscopy](#), [Urology](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Nephroscopy](#)

**TYPE** [Sheaths](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Nephroscopy](#)

**TYPE** [Sheaths](#)