

NEPHROSCOPE SHEATH 24 FR.

FL 264mm; 1 x turnable stopcock

colour code: white

SKU: 630-420-34

Categories: [Endoscopy](#), [Urology](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Sheaths](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Sheaths](#)