

NEPHROSCOPE SHEATH 24 FR.

FL 200mm; 1 x fixed stopcock

colour code: red



SKU: 630-420-12

Categories: [Endoscopy](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Sheaths](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Nephroscopy](#)

TYPE [Sheaths](#)