

## NEPHROSCOPE SHEATH 26 FR.

FL 200mm; 1 x turnable stopcock

colour code: blue



**SKU:** 630-420-24

**Categories:** [Endoscopy](#), [Urology](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Nephroscopy](#)

**TYPE** [Sheaths](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Nephroscopy](#)

**TYPE** [Sheaths](#)