

OLSEN-HEGAR NEEDLE HOLDER

straight; serrated; with scissors; groov

14.0cm (5.6")

SKU: 050-310-14

Categories: [Open Surgery](#), [Suture](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Needle Holders](#)


Aesculap BM290

KLS Martin 20-464-14

AUTHORS [HEGAR](#), [OLSEN](#)

Medicon 10.60.14

SPECIFICATIONS [serrated](#), [straight](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Needle Holders](#)

Aesculap BM290

KLS Martin 20-464-14

AUTHORS

[HEGAR](#), [OLSEN](#)

Medicon

10.60.14

SPECIFICATIONS

[serrated](#), [straight](#)