

## PI-CUT SPECIAL LOOP ELECTRODE

24Fr.; yellow/blue; for saline

solution Resectoscope; bipolar



**SKU:** 630-240-00BPI

**Categories:** [Endoscopy](#), [Gynecology](#), [Urology](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Resectoscopy 4.0](#)

**TYPE** [Electrodes](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Resectoscopy 4.0](#)

**TYPE** [Electrodes](#)