


PROBE

Ø 2.0mm

25.0cm (10")



SKU: 080-004-25

Categories: [Open Surgery](#), [Probes](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Buttoned Probes](#)

KLS Martin 16-100-25

SPECIFICATIONS [without eye](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Buttoned Probes](#)

KLS Martin 16-100-25

SPECIFICATIONS [without eye](#)