


## PROBE

Ø 2.0mm

30.0cm (12")



**SKU:** 080-004-30

**Categories:** [Open Surgery](#), [Probes](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Buttomed Probes](#)

**KLS Martin** 16-100-30

**SPECIFICATIONS** [without eye](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**TYPE** [Buttomed Probes](#)

**KLS Martin** 16-100-30

**SPECIFICATIONS** [without eye](#)