

RESECTOSCOPY SHEATH

13Fr.; 1 turnable stopcock

pediatric



SKU: 630-510-13

Categories: [Endoscopy](#), [Urology](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Pediatric Resectoscopy](#)

TYPE [Sheaths](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

RANGE [Pediatric Resectoscopy](#)

TYPE [Sheaths](#)