

SCHUKNECHT SUCTION TUBE

24 Gauge (0.5mm); WL: 75mm

SKU: 086-310-05

Categories: [Open Surgery](#), [Puncture / Special Needles](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Suction Tubes](#)

AUTHORS [SCHUKNECHT](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

UNIT [pcs.](#)

TYPE [Suction Tubes](#)

AUTHORS [SCHUKNECHT](#)