

## SEALING CAP GREEN

for trocar sleeve Ø 12.5mm

10 pcs./box; Price per box



**SKU:** 626-170-11

**Categories:** [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [PU](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Sheaths](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [PU](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Sheaths](#)