

## SEALING SET Ø 5.5MM; CONSISTING OF:

sealing cap red; inner sealing grey

O-ring red;10 pcs./box; Price per box

**SKU:** 626-171-50

**Categories:** [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [PU](#)  
**RANGE** [Trocar Systems](#)  
**TYPE** [Sheaths](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [PU](#)  
**RANGE** [Trocar Systems](#)  
**TYPE** [Sheaths](#)