

## TROCAR; CONICAL TIP; WITH HOLE

Ø 12.5mm; for FL 98mm

**SKU:** 626-150-11

**Categories:** [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Trocars](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Trocars](#)