


## TROCAR STOP

Ø 5.5mm; FL 35mm



**SKU:** 626-175-50

**Categories:** [Endoscopy](#), [Laparoscopy](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Sheaths](#)

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**UNIT** [pcs.](#)

**RANGE** [Trocar Systems](#)

**TYPE** [Sheaths](#)